

CSA : ceinture de soutien abdominal **sur mesure**

(ou CSB : en fonction des mesures du patient)

Prescription : déficience temporaire de la paroi abdominale sans caractère pathologique (état post-partum ou post-opératoire). La ceinture de soutien abdominal est prescrite en cas de légère éventration réductible ou pour comprimer une cicatrice après une opération abdominale.

<p>CSA</p> <p><u>Remboursement</u> : oui</p> <p><u>Essayage</u> : non</p> <p><u>Renouvelable</u> : non</p> <p><u>Adjonctions possibles</u> : pas de prise en charge par les organismes sociaux</p>		<p>Application :</p> <p>la ceinture s'adapte à tout type de morphologie.</p> <p>hauteurs d'application :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D 6 - D 9 - D 12
<p>Face</p>	<p>Dos</p>	

fermeture	<ul style="list-style-type: none"> • 1 fermeture réglable « dos » ou « côté » préciser la position sur la fiche de mesure
fermeture supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> • 1 fermeture supplémentaire si nécessaire préciser la position sur la fiche de mesure
maintien	<p>formes « droite » et « pelvienne » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 ressorts « devant » (largeur 12mm/épaisseur 4-5) - 2 aciers ressorts « dos » (largeur 12mm/épaisseur 4-5) - 2 baleines « côté » - 1 baleine « fermeture réglable » en cas de fermeture « côté » (sauf agrafage) <p>formes « gainante (culotte) » et « combiné » (droit ou culotte) » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ressorts « devant » (largeur 12mm/épaisseur 4-5) - 2 aciers ressorts « dos » (largeur 12mm/épaisseur 4-5)
choix matière et coloris	<ul style="list-style-type: none"> • « plastron devant » et « dos » en Coutil Coton • « côtés » élastiques
renfort	<ul style="list-style-type: none"> • plastron abdominal doublé coton • protection coton sergé sur ressorts et baleines de maintien
options	<ul style="list-style-type: none"> • morceaux élastiques supplémentaires préciser la position sur la fiche de mesure • doublage « plastron devant » confort : mousse ou suédine • doublage « dos » : suédine ou mousse